


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trpm8 Pour Wb, Elisa - Q7Z2W7

Numéro d'article: CM0016752



Introduction

TRPM8 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal généré chez le lapin contre une protéine recombinante du TRPM8 humain. Validé pour WB et ELISA, il présente une réactivité croisée avec le TRPM8 humain et murin (128 kDa). Idéal pour la recherche sur la perception du froid et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPM8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TRPP8 ; LTRPC6 ; trp-p8 ; LTrpC-6 ; TRPM8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79054
GeneID	79054
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 880-960 du TRPM8 humain (NP_076985.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z2W7
Poids moléculaire de la protéine	128 kDa
Expédition	Sac de glace