

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trps1 Pour Wb, Elisa - Q9Uhf7

Numéro d'article: CM0028198

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TRPS1, un répresseur transcriptionnel à doigt de zinc. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les applications de recherche en biologie du développement et sur le squelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPS1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GC79; LGCR; TRPS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7227
GeneID	7227
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-260 de la TRPS1 humaine (NP_054831.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UHF7
Poids de la protéine	142kDa
Expédition	Sac de glace