


Anticorps Polyclonal Anti-Trpv1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ner1

Numéro d'article: CM0029966



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre TRPV1 (récepteur de la capsaïcine, VR1) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur la perception de la douleur, la thermosensation et la signalisation des canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin TRPV1
Remarques/Alias	VR1 ; TRPV1
Espèce	Humain
GeneID	7442 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 725 et 839 du TRPV1 humain (NP_061197.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NER1
Poids protéique	95 kDa
Expédition	Sac de glace