


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trpv1 Pour Wb Et Elisa - Q8Ner1

Numéro d'article: CM0007184



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le TRPV1 humain, validé pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences de la douleur et des fonctions sensorielles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TRPV1
Remarques/Alias	VR1 ; TRPV1
Espèce	Humaine
ID du gène	7442
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 725-839 du TRPV1 humain (NP_542435.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q8NER1
Poids moléculaire	95 kDa
Expédition	Poche de glace