


Anticorps Polyclonal Anti-Trpv3 Pour Wb, Elisa - Q8Net8

Numéro d'article: CM0028200



Introduction

Le pAb Lapin TRPV3 cible le TRPV3 humain (SWISS : Q8NET8), validé pour WB et ELISA avec une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la thermosensation, les canaux ioniques et la dermatologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin TRPV3
Remarques/Alias	OLMS ; VRL3 ; OLMS1 ; FNEPPK2 ; TRPV3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	162514
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 du TRPV3 humain (NP_659505.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8NET8
Poids protéique	91 kDa
Expédition	Sac de glace