


Anticorps Monoclonal Anti-Trpv4 Pour Wb Et Elisa - Q9Hba0

Numéro d'article: CM0007439



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-TRPV4, validé pour la WB et l'ELISA, détecte le TRPV4 humain, un canal calcique non sélectif impliqué dans la sensibilité osmotique, la mécanosensation et l'homéostasie articulaire – UniProt Q9HBA0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TRPV4
Remarques/Alias	SMAL ; VRL2 ; BCYM3 ; CMT2C ; SPSMA ; TRP12 ; VROAC ; HMSN2C ; OTRPC4 ; SSQTL1 ; TRPV4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	59341
ID du gène	59341
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 771 et 871 du TRPV4 humain (NP_067638.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9HBA0
Poids moléculaire	98 kDa
Expédition	Sac de glace