


Anticorps Polyclonal Anti-Trpv4 Pour Wb Et Elisa - Q9Hba0

Numéro d'article: CM0027152



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TRPV4 humain, produit contre un peptide synthétique situé dans la région C-terminale. Adapté aux applications de Western blot et ELISA ; validé pour les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPV4 Lapin pAb
Remarques/Alias	SMAL; VRL2; BCM3; CMT2C; SPSMA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
Espèce	Humain
Identifiant du gène	59341
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800-871 du TRPV4 humain (NP_067638.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HBA0
Poids moléculaire de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace