


Anticorps Polyclonal Anti-Trpv5 (Lapin) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqa5

Numéro d'article: CM0025872



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le TRPV5 humain (CAT2/ECAC1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur le transport du calcium et les reins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPV5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAT2 ; ECAC1 ; OTRPC3 ; TRPV5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56302
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 655-725 du TRPV5 humain (NP_062815.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQA5
Poids protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace