


Anticorps Polyclonal Anti-Trrap Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4A5

Numéro d'article: CM0019854



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRRAP (Q9Y4A5) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît le TRRAP humain et de rat (~438 kDa). Essentiel pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et la transcription de MYC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin TRRAP
Remarques/Alias	Tra1; TR-AP; DEDDFA; DFNA75; PAF400; STAF40; PAF350/400; TRRAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8295
GeneID	8295
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 3660-3859 de TRRAP (NP_001231509.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9Y4A5
Poids Protéique	438kDa
Expédition	Sac de glace