

Anticorps Polyclonal Anti-Tr β 1/Thrb Pour Wb, Elisa - P10828

Numéro d'article: CM0020158



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur bêta des hormones thyroïdiennes humaines (TR β 1, THRB) pour le western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à la recherche sur les récepteurs nucléaires et aux études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TR β 1/THRB pAb de lapin
Remarques/Alias	TRb; GRTH; PRTH; THR1; ERBA2; NR1A2; THRB1; THRB2; TRbeta; THRBeta; TRbeta1; C-ERBA-2; THRBeta1; Thrbeta2; C-ERBA-BETA; TR β 1/THRB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7068
GeneID	7068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 263 de la TR β 1/THRB humaine (NP_000452.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P10828
Masse protéique	53 kDa
Expédition	Avec pains de glace