


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Trypsine Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P07477

Numéro d'article: CM0011836



Introduction

Anticorps monoclonal lapin contre la trypsine humaine (PRSS1), validé pour l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Reconnaît la trypsine humaine ; idéal pour la recherche sur les enzymes digestives et les protéases. Immunogène : protéine de fusion recombinante (aa 24-247).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Trypsine mAb Lapin
Remarques/Alias	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5644
GeneID	5644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-247 de PRSS1 humain (NP_002760.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P07477
Poids Protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace