

Anticorps Polyclonal Anti-Tryptophanyl-Arnt Synthétase 1 Pour Wb, Elisa - P23381

Numéro d'article: CM0029005



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Tryptophanyl-ARNt synthétase 1 humaine (TrpRS/WARS). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études de traduction protéique et d'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Tryptophanyl-ARNt synthétase 1
Remarques/Alias	HMN9 ; WARS ; IFI53 ; IFP53 ; GAMMA-2 ; Tryptophanyl-ARNt synthétase 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7453
GeneID	7453
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la Tryptophanyl-ARNt synthétase 1 humaine (NP_776049.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23381
Poids moléculaire protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace