

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tryptophanyl-Arnt Synthétase 1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P23381

Numéro d'article: CM0007232



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la Tryptophanyl-ARnt synthétase 1 humaine (WARS1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur la synthèse protéique, l'angiogenèse et la signalisation de l'interféron.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Tryptophanyl-ARnt synthétase 1
Remarques/Alias	HMN9 ; WARS ; IFI53 ; IFP53 ; GAMMA-2 ; Tryptophanyl-ARnt synthétase 1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7453
GenelD	7453
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 372 et 471 de la Tryptophanyl-ARnt synthétase 1 humaine (P23381)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P23381
Poids moléculaire protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace