


Anticorps Polyclonal Anti-Tsc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92574

Numéro d'article: CM0014066



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TSC1 (Hamartine) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie mTOR et l'analyse des suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LAM ; TSC ; TSC1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7248
GeneID	7248
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600 et 700 de la protéine TSC1 humaine (NP_000359.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92574
Poids de la protéine	130 kDa
Expédition	Sac de glace