


Anticorps Polyclonal Anti-Tsc2 De Lapin Pour If/Icc, Elisa - P49815

Numéro d'article: CM0021027



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la tubérine (TSC2), régulateur de mTORC1, validé pour IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la détection des nutriments, de la croissance cellulaire et de la sclérose tubéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	LAM, TSC4, PPP1R160, TSC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7249
GeneID	7249
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 1531-1807 de TSC2 (NP_000539.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49815
Poids de la protéine	201kDa
Expédition	Sac de glace