


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tsc2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49815

Numéro d'article: CM0015183



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'TSC2 (tuberine) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'TSC2 dans des échantillons humains, de souris et de rat, adapté à la recherche sur la signalisation mTORC1 et la sclérose tubéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7249
GeneID	7249
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1160-1255 de l'TSC2 humain (NP_000539.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49815
Poids de la protéine	201kDa
Expédition	Sac de glace