


Anticorps Anti-Tsc2 (Tuberine) Monoclonal De Lapin Pour Wb, Ip, Elisa - P49815

Numéro d'article: CM0003082



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le TSC2 humain (tuberine). Validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Réagit avec l'humain. PM ~201 kDa. Convient pour la recherche sur la signalisation mTOR/TSC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSC2 Lapin mAb
Remarques/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7249
GeneID	7249
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1700-1807 de la tuberine humaine (P49815).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49815
Poids moléculaire	201kDa
Expédition	Sac de glace