

Anticorps Polyclonal Anti-Tsc22D3 Pour If/Icc, Elisa - Q99576

Numéro d'article: CM0024611

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TSC22D3 humain (GILZ), adapté pour l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, l'inflammation et la signalisation des glucocorticoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSC22D3 Lapin pAb
Remarques/Alias	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1831
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du TSC22D3 humain (NP_004080.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q99576
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace