

Anticorps Polyclonal Anti-Tsc22D3 Pour Wb, Elisa - Q99576

Numéro d'article: CM0029722

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TSC22D3 humain (GILZ, DSIPI). Testé en WB et ELISA. Idéal pour étudier l'apoptose, l'inflammation et la signalisation des glucocorticostéroïdes. Fiable pour le développement de matières premières IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin TSC22D3
Remarques/Alias	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1831
GeneID	1831
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 58-134 du TSC22D3 humain (NP_004080.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99576
Poids protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace