

Anticorps Polyclonal Anti-Tsen2 Pour Wb, Elisa - Q8Nce0

Numéro d'article: CM0029700



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le TSEN2 humain (sous-unité Sen2 de l'endonuclease d'épissage de l'ARNt). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TSEN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SEN2; PCH2B; SEN2L; TSEN2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	80746
ID de Gène	80746
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du TSEN2 humain (NP_079541.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NCE0
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace