

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tsen54 Pour Wb, Elisa - Q7Z6J9

Numéro d'article: CM0017065



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TSEN54, une sous-unité de l'endonucléase d'épissage des ARNt impliquée dans le traitement de l'ARN et la neurodégénérescence. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSEN54 pAb de lapin
Remarques/alias	PCH4 ; PCH5 ; PCH2A ; sen54 ; SEN54L ; TSEN54
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	283989
GeneID	283989
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de la TSEN54 humaine (NP_997229.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q7Z6J9
Poids moléculaire	59 kDa
Expédition	Sac de glace