


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tsfm Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43897

Numéro d'article: CM0012838



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TSFM humain (facteur d'élongation Ts mitochondrial). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la traduction mitochondriale et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSFM Rabbit pAb
Remarques/Alias	EFTS; EFTSMT; TSFM
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10102
ID du gène	10102
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 245-346 du TSFM humain (NP_001166167.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43897
Poids moléculaire de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace