

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tsg101/Vps23 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99816

Numéro d'article: CM0024057



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TSG101/VPS23 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le complexe ESCRT-I, les exosomes et le bourgeonnement viral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSG101/VPS23 Lapin pAb
Remarques/Alias	TSG10, VPS23, TSG101/VPS23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7251
GeneID	7251
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 291-390 de TSG101/VPS23 humain (NP_006283.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99816
Poids protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace