

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tshb Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01222

Numéro d'article: CM0026041



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin TSHB validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la TSH-bêta humaine et murine, ~16 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme thyroïdien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TSHB Lapin pAb
Remarques/Alias	TSH-B ; TSH-BÊTA ; TSHB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7252
GeneID	7252
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-138 de TSHB humain (NP_000540.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P01222
Poids Moléculaire Protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace