

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tshb Pour Wb, Elisa - P01222

Numéro d'article: CM0015625



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TSHB humain (TSH-bêta), adapté à la WB et à l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les hormones thyroïdiennes et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSHB pAb de lapin
Remarques/Alias	TSH-B ; TSH-BETA ; TSHB
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7252
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 50 et l'extrémité C-terminale de la TSHB humaine (NP_000540.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P01222
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace