


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tshr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16473

Numéro d'article: CM0028019



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-TSHR de CamelBio détecte le TSHR humain, de souris et de rat pour le western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation par les hormones thyroïdiennes et les récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSHR Rabbit pAb
Remarques / Alias	LGR3 ; CHNG1 ; hTSHR-I ; TSHR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7253
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-253 du TSHR humain (NP_001018046.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16473
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace