


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tshz3 Pour Wb, Elisa - Q63Hk5

Numéro d'article: CM0023087



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin TSHZ3 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine TSHZ3 humaine et murine, un régulateur transcriptionnel crucial pour le neurodéveloppement et la formation du muscle lisse de l'uretère. Convient aux études en neurosciences et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSHZ3 Lapin pAb
Remarques/Alias	TSH3 ; ZNF537 ; TSHZ3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57616
GeneID	57616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 791-890 de TSHZ3 humain (NP_065907.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q63HK5
Poids moléculaire protéique	119 kDa
Expédition	Sac de glace