


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Tslp Pour Wb, Ihc, If, Elisa - Q969D9

Numéro d'article: CM0007391



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant anti-TSLP (SWISS : Q969D9) pour WB, IHC, IF, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la maturation des cellules dendritiques et l'inflammation allergique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TSLP Lapin mAb
Remarques/Alias	TSLP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	85480
GeneID	85480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-159 du TSLP humain (NP_149024.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q969D9
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace