


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tslp Pour Wb, If/Icc Et Elisa - Q969D9

Numéro d'article: CM0018588



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TSLP humaine, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la maturation des cellules dendritiques médiée par la TSLP et de l'inflammation allergique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSLP Rabbit pAb
Remarques / Alias	TSLP
Espèce	Humain
GeneID	85480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-159 de la TSLP humaine (NP_149024.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969D9
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace