


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tsnax Pour Wb, Elisa - Q99598

Numéro d'article: CM0016324



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TSNAX humain (TRAX, C3PO), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Soutient les études sur le complexe de silencage de l'ARN et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TSNAX Lapin pAb
Remarques/Alias	C3PO; TRAX; TSNAX
Espèce	Humain
GeneID	7257
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 du TSNAX humain (NP_005990.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99598
Poids Moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace