

Anticorps Polyclonal Anti-Tspan18 Pour Wb, Elisa - Q80Wr1

Numéro d'article: CM0024013

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre Tspan18 de souris, adapté aux applications Western blot et ELISA, validé pour la réactivité avec la souris et le rat. Tspan18 régule la localisation d'ORAI1 et la signalisation Ca²⁺.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tspan18 Rabbit pAb
Remarques / Alias	6720430015; 2610042G18Rik; Tspan18
Espèce	Souris
GeneID	241556
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 149 et 248 de Tspan18 de souris (NP_899003.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q80WR1
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace