

Anticorps Polyclonal Anti-Tspan31 Pour Wb, Elisa - Q12999

Numéro d'article: CM0015655

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TSPAN31 humain (SAS), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les protéines membranaires, les études sur le cancer et le développement de tests de diagnostic in vitro (IVD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TSPAN31 Lapin pAb
Remarques/Alias	SAS; TSPAN31
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6302
GeneID	6302
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 95-175 du TSPAN31 humain (NP_005972.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12999
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace