

Anticorps Polyclonal Anti-Tspan33 Pour Wb, Elisa - Q86Uf1

Numéro d'article: CM0029712

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-TSPAN33 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le TSPAN33 humain, souris et rat. Immunogène peptidique synthétique ciblant l'extrémité C-terminale. Idéal pour les études sur l'érythropoïèse et l'interaction avec l'ADAM10.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TSPAN33 Lapin pAb
Remarques/Alias	PEN; PEN.; TSPAN-33; TSPAN33
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	340348
ID de Gène	340348
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et l'extrémité C-terminale du TSPAN33 humain (NP_848657.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86UF1
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace