

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tspan4/Nag-2 Pour Wb, Elisa - O14817

Numéro d'article: CM0017471

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant TSPAN4/NAG-2 humain (également connu sous les noms NAG2 et TM4SF7). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude des microdomaines membranaires médiés par les tétraspanines et de la biologie des migrasomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TSPAN4/NAG-2 pAb de lapin
Remarques/Alias	NAG2 ; NAG-2 ; TM4SF7 ; TSPAN-4 ; TETRASPAN ; TSPAN4/NAG-2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7106
GenelD	7106
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 200 de TSPAN4/NAG-2 humain (NP_003262.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O14817
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace