

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tspan7 Pour Wb, If-P, Elisa - P41732

Numéro d'article: CM0026188

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-TSPAN7 validé pour WB, IF-P et ELISA. Détecte la TSPAN7 humaine (28 kDa) avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la prolifération cellulaire et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-TSPAN7
Remarques/Alias	A15; MXS1; CD231; MRX58; CCG-B7; TM4SF2; XLID58; TALLA-1; TM4SF2b; DXS1692E; TSPAN7
Espèce	Humain
ID Gène	7102
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-240 de la TSPAN7 humaine (NP_004606.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P41732
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace