

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tspan8 Pour Wb Et Elisa - P19075

Numéro d'article: CM0014043

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TSPAN8 de haute qualité pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de la biologie des tétraspanines, de la migration cellulaire et de la barrière intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSPAN8 Rabbit pAb
Remarques/alias	CO-029 ; TM4SF3 ; TSPAN8
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7103
ID du gène	7103
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110 à 200 de TSPAN8 humain (NP_004607.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P19075
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac réfrigérant