

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tspan8 Pour Wb, Elisa - P19075

Numéro d'article: CM0013717

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TSPAN8 validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible la tétraspanine-8 impliquée dans la signalisation cellulaire, la migration et la progression tumorale. Idéal pour des applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSPAN8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7103
GeneID	7103
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-200 de la protéine TSPAN8 humaine (NP_004607.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19075
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace