

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tspy3 Pour Wb Et Elisa - P0Cv98

Numéro d'article: CM0019444

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TSPY3 validé pour WB et ELISA. Détecte le TSPY3 humain et présente une réactivité croisée avec le rat. Pour la recherche sur la différenciation et la prolifération des spermatozoïdes. - P0CV98

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSPY3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CT78; TSPY; TSPY1; TSPY10; TSPY3
Espèce	Humain
GenelD (humain)	728137
GenelD	728137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 308 du TSPY3 humain (NP_001071165.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P0CV98
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Poche de glace