

Anticorps Polyclonal Anti-Tssk3 Pour Wb, Elisa - Q96Pn8

Numéro d'article: CM0031086

Introduction

pAc de Lapin anti-TSSK3 validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Cible la sérine/thréonine kinase 3 spécifique du testicule, essentielle pour le développement des spermatides et la fertilité masculine. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin TSSK3
Remarques/Alias	TSK3; SPOGA3; STK22C; STK22D; TSSK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	81629
GeneID	81629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-268 du TSSK3 humain (NP_443073.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96PN8
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace