

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tssk4 Pour Wb Et Elisa - Q6Sa08

Numéro d'article: CM0030735

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TSSK4 humain, validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. La sérine/thréonine kinase spécifique du testicule d'environ 37 kDa est impliquée dans la spermatogenèse et la signalisation Cre/Creb. Usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSSK4 Lapin pAb
Remarques/Alias	TSK4; TSK-4; TSSK5; STK22E; C14orf20; TSSK4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	283629
ID de gène	283629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 79-328 du TSSK4 humain (NP_777604.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q6SA08
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace