


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ttbk2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Iq55

Numéro d'article: CM0026825



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le TTBK2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. La cible est la tau-tubuline kinase 2, un régulateur de la ciliogenèse et de la phosphorylation de la protéine tau. Convient pour la recherche sur les maladies neurodégénératives et les ciliopathies.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | TTBK2 pAb Lapin                                                                                                                |
| Remarques/Alias                  | TTBK ; SCA11 ; TTBK2                                                                                                           |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                         |
| Identifiant du gène (Humain)     | 146057                                                                                                                         |
| Identifiant du gène              | 146057                                                                                                                         |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1185-1244 du TTBK2 humain (NP_775771.3) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application                      | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée               | Humain, Rat                                                                                                                    |
| SWISS                            | Q6IQ55                                                                                                                         |
| Poids moléculaire de la protéine | 137 kDa                                                                                                                        |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                   |