


Anticorps Polyclonal Anti-Ttc11/Fis1 Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y3D6

Numéro d'article: CM0026400



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TTC11/FIS1, adapté pour WB, IP, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la dynamique mitochondriale, la division des peroxysomes et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TTC11/FIS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TTC11; CGI-135; TTC11/FIS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51024
GeneID	51024
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-122 de TTC11/FIS1 humain (NP_057152.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3D6
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace