

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ttc3 Pour Wb, Elisa - P53804

Numéro d'article: CM0012958

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la ligase E3 de l'ubiquitine TTC3. Validé pour la WB et l'ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux études sur l'ubiquitination, la signalisation Akt et la différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TTC3 pAb de lapin
Remarques/Alias	DCRR1 ; RNF105 ; TPRDIII ; TTC3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7267
GeneID	7267
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1400-1700 de la TTC3 humaine (NP_003307.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P53804
Poids moléculaire	230 kDa
Expédition	Sac de glace