

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ttc7A Pour Wb, Elisa - Q9ULT0

Numéro d'article: CM0023069

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine TTC7A humaine, adapté aux applications de Western blot et ELISA. Présente une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur la localisation membranaire plasmique de la PI4K et la synthèse du phosphatidylinositol 4-phosphate.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Description                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | Anticorps pAb de Lapin TTC7A                                                                                                               |
| Remarques/Alias             | TTC7; GIDID; MINAT; TTC7A                                                                                                                  |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                                     |
| GeneID                      | 57217                                                                                                                                      |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la protéine TTC7A humaine (NP_001275880.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                      |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                      |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Réactivité Croisée          | Humain, Rat                                                                                                                                |
| SWISS                       | Q9ULT0                                                                                                                                     |
| Poids Moléculaire Protéique | 96 kDa                                                                                                                                     |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                               |