

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ttf-1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43699

Numéro d'article: CM0009927

Introduction

Anti-TTF-1 Rabbit mAb validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Cible NKX2-1, un facteur de transcription thyroïdien essentiel au développement du poumon et de la thyroïde. Idéal pour la recherche sur le cancer et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TTF-1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7080
GeneID	7080
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 100 du NKX2-1 humain (P43699).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43699
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace