

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ttf1 Pour If/Icc, Elisa - Q15361

Numéro d'article: CM0024487

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TTF1 humain, un facteur de terminaison de transcription nucléolaire. Validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour les études sur la régulation de la transcription de l'ADNr et la fonction nucléolaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | TTF1 Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias    | TTF-1; TTF-I; TTF1                                                                                                           |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GenID              | 7270                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 806-905 du TTF1 humain (NP_031370.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                       |
| SWISS              | Q15361                                                                                                                       |
| Poids moléculaire  | 103kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |