

Anticorps Polyclonal Anti-Ttf2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uny4

Numéro d'article: CM0029835

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TTF2 humaine, un facteur de terminaison de transcription impliqué dans l'élimination de l'ARN polymérase II. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, il soutient la recherche sur la régulation génique et l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TTF2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	F2; HuF2; ZGRF6; TTF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8458
GeneID	8458
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la TTF2 humaine (NP_003585.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UNY4
Poids de la protéine	130kDa
Expédition	Sac de glace