

Anticorps Polyclonal Anti-Ttk Pour Wb, If/Icc, Elisa - P33981

Numéro d'article: CM0024033



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TTK (MPS1) pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Détecte le TTK humain, souris et rat ; cible la kinase du point de contrôle de l'assemblage du fuseau mitotique. Idéal pour les études du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TTK Lapin pAb
Remarques/Alias	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7272
ID de gène	7272
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 536-789 du TTK humain (NP_003309.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33981
Poids moléculaire	97kDa
Expédition	Sac de glace