

Anticorps Polyclonal Anti-Ttll12 Pour Wb Et Elisa - Q14166

Numéro d'article: CM0023234

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TTLL12 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. TTLL12 est un régulateur des modifications post-traductionnelles de la tubuline, de la mitose, de la stabilité des chromosomes et de l'immunité antivirale innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TTLL12 Lapin pAb
Remarques/Alias	dj526l14.2; TTLL12
Espèce	Humain
ID de gène	23170
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 485-644 du TTLL12 humain (NP_055955.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14166
Poids moléculaire	74kDa
Expédition	Sac de glace