


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ttr Pour Wb, Elisa - P02766

Numéro d'article: CM0011584



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TTR validé pour WB et ELISA. Cible la transthyrétine humaine (P02766), un transporteur d'hormones thyroïdiennes. Idéal pour étudier l'amylose et les mécanismes de transport hormonal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TTR
Remarques/Alias	CTS ; TTN ; ATTR ; CTS1 ; PALB ; TBPA ; HEL111 ; HsT2651 ; TTR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7276
GeneID	7276
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 68-147 de la TTR humaine (P02766).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02766
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace